

SCHRACK
SECONET


Устройство вызова BT-IP

Руководство пользователя

RU

HEALTH CARE

Обзор



- 1 / 2** Кнопки вызова
- 3** Комнатный свет
- 4** Свет для чтения
- 5** Индикатор кнопки вызова (индикатор подтверждения)
- 6** Индикатор кнопки управления светом (поисковый свет)




ВНИМАНИЕ

Не использовать в качестве приспособления для вставания

Кабель и устройство не являются частью приспособления для вставания. Не пытайтесь вставать с помощью этого устройства.

Вызов медицинского персонала

Кнопка вызова  **1** и индикатор **5** постоянно слабо светятся. Это позволяет легко найти кнопки даже в темноте.

Вызов медицинского персонала

Нажать на кнопку  **1** или **2**.

- ▶ Кнопка  **1** и индикатор **5** ярко светятся.

Включение и выключение света

Индикаторы возле кнопок управления светом **6** постоянно слабо светятся. Это позволяет легко найти кнопки даже в темноте.

Комнатный свет (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  **3**.

- ▶ Свет в комнате либо включится, либо выключится.

Свет для чтения (опционально)

Кратковременно нажать на кнопку  **4**.

- ▶ Свет для чтения либо включится, либо выключится.

Schrack Seconet AG

Eibesbrunnnergasse 18 | A-1120 Vienna
+43 50 857 | office@schrack-seconet.com

schrack-seconet.com

Czech Rep., CZ-149 00 Prague 4, Štřitová 283 | +420 2 74784422

Hungary, HU-1119 Budapest, Fehérvári út 89-95 | +36 1 4644300

India, IN-122102 Gurgaon, C-704A, Pioneer Urban Square, Sec-62 | +91 124 4141501

Poland, PL-02-972 Warsaw, ul. Branickiego 15, Wilanów Office Park, bud. B1 | +48 22 3300620

Romania, RO-023961 București, Str. Mântuleasa nr. 15A/1 | +40 372 756316

Russia, RU-123001 Moscow, B. Sadovaya str. 5, build. 1 office 514 | +7 495 5105015

Slovakia, SK-831 06 Bratislava, Mudrochova 2 | +421 2 44635595

Sweden, SE-126 30 Hägersten, Vretenborgsvägen 28, Floor 9 | +46 8 6801860

Turkey, TR-34718 Kadıköy-İstanbul, Koşuyolu Mah. İsmailpaşa Sk.No: 78 | +90 216 3455199